

## **1. Especificaciones:**

1.1. Elaborado de papel de grado médico y película, el papel se encuentra disponible tanto en 60gsm y 70gsm, y la película está disponible en tinta azul estándar y color verde que no suelta partículas.

1.2. Con 2 indicadores de vapor y esterilización por óxido de etileno.

## **2. Características:**

2.1. Fácil sellado por todas las máquinas de sellado térmico

2.2. Tres líneas de sellado de manera tal que se evitan el agrietado.

2.3. Fácil de separar la película del papel sin que se vaya a romper.

2.4. Libre de plomo y libre látex - Minimización del área impresa en y entre la capa de sellado de papel y película para evitar cualquier contaminación de los instrumentos.

Rollo Plano para Esterilización:

Artículo No.	Tamaño
YFSR-050	50mm x 200m
YFSR-075	75mm x 200m
YFSR-100	100mm x 200m
YFSR-150	150mm x 200m
YFSR-200	200mm x 200m
YFSR-250	250mm x 200m
YFSR-300	300mm x 200m
YFSR-350	350mm x 200m
YFSR-400	400mm x 200m

## **3. Instrucciones de uso:**

3.1. Seleccionar el rollo de esterilización adecuado de acuerdo con el tamaño de los elementos que se van a someter a esterilización y colocar los artículos sobre el mismo, sin manera que haya posibilidad que se rompa.

3.2. Colocar los elementos en la posición correcta para el retiro seguro cuando sean abiertos.

3.3. Sellar el carrete con el dispositivo de sellado de calor y marcar el tiempo, etc. propósito para conveniencia.

3.4. Colocar el carrete sellado de manera adecuada en el autoclave de vapor o en el dispositivo para EO.

3.5. Colocar atención al cambio de color: si la esterilización se ha llevado a cabo, cambiará a negro / gris del color azul inicial previsto en la esterilización por vapor y marrón del color rosa inicial bajo esterilización EO.

3.6. Abrir la tapa en la dirección indicada en la bolsa y luego retirar los artículos.

\*\*\*\*\*