

## 1. Especificaciones:

1.1. Elaborado de papel de grado médico y película, el papel se encuentra disponible tanto en 60gsm y 70gsm, y la película está disponible en tinta azul estándar y color verde que no suelta partículas.

1.2. Con 2 indicadores de vapor y esterilización por óxido de etileno.

1.3. Su presentación es caja x 200

## 2. Características:

2.1. Seguridad en la esterilidad: los ítems empacados deben ser esterilizados por tres parámetros: tiempo, temperatura y contacto del esterilizante, adicionalmente de los estándares ISO y las guías del CDC.

2.2. Los indicadores internos: vapor y esterilización por gas de óxido de etileno (ETO). Durante el proceso propio, la marca azul indicadora torna a negro verdusco para el caso de vapor y la marca roja indicadora torna a amarillo para el caso de ETO, con el fin de asegurar la efectividad de la esterilización.

2.3. Con sellos de protección en el área de forma Heráldica (Chevron), de manera tal que el material rompa la bolsa.

2.4. Estándares: EN868, ISO 11607 & 11140

### Tamaños

70mm x 260mm  
90mm x 260mm  
135mm x 280mm  
190mm x 360mm  
300mm x 400mm  
90mm x 160mm  
250mm x 400mm  
50mm x 100mm  
57mm x 124mm

**Elaborado por:**

Patricia Camelo Villalba  
Directora Técnica

**Revisado y aprobado por:**

Fredy Gerardo Bernal  
Gerente General

**Fecha Aprobación:**

02/09/2017

**Fecha Próxima Revisión:**

02/09/2020

## BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZABLE FICHA TÉCNICA

CÓDIGO F-DT-025

VERSIÓN 00

Página 2 de 2

### 3. Instrucciones de uso:

3.1. Seleccionar la bolsa de esterilización adecuado de acuerdo con el tamaño de los elementos que se van a someter a esterilización y colocar los artículos en el interior, sin manera que haya posibilidad que se rompa.

3.2. Colocar los elementos en la posición correcta para el retiro seguro cuando sean abiertos.

3.3. Sellar el carrete con el dispositivo de sellado de calor y marcar el tiempo, etc. propósito para conveniencia.

3.4. Colocar el carrete sellado de manera adecuada en el autoclave de vapor o en el dispositivo para ETO.

3.5. Colocar atención al cambio de color: si la esterilización se ha llevado a cabo, cambiará a negro / gris del color azul inicial previsto en la esterilización por vapor y marrón del color rosa inicial bajo esterilización EO.

3.6. Abrir la tapa en la dirección indicada en la bolsa y luego retirar los artículos.

**Registro Sanitario INVIMA 2015DM-0012636**



**Elaborado por:**

Patricia Camelo Villalba  
Directora Técnica

**Revisado y aprobado por:**

Fredy Gerardo Bernal  
Gerente General

**Fecha Aprobación:**

02/09/2017

**Fecha Próxima Revisión:**

02/09/2020