



## FICHA TECNICA AUTOCLAVE 5.5 LITROS

### DESCRIPCION:

AUTOCLAVE 5.5 LITROS

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### **CARACTERISTICAS TECNICAS**

*Equipo de sobre mesa*

*Ciclo de esterilización para ropa e instrumental 20psi=121°C y 30psi=132°C*

*Ciclo de secado para instrumental ropa y accesorios*

*Capacidad Cámara: 5.5 litros*

*Numero de bandejas: 3*

*Tiempo de calentamiento*

*Frió 11mín*

*Caliente 8mín*

*Construcción del mueble en lámina galvanizada cubierta con pintura electrostática Horneable.*

*Cámara, puerta, portabandejas, bandejas, y pinzas acero inoxidable 304*

#### **Descripción Unidad de medida Valores**

*Tensión de alimentación corriente Alterna 110-115 v.*

*Frecuencia de alimentación Hz 60*

*Potencia máxima W 800*

*Volumen caldera cm Ø 16 x 26 largo*

*Presión de funcionamiento Bar 2.2 - 1.5*

*Dimensiones máquina largo 38 cm. Ancho 35 cm. Alto 31 cm.*

*Peso bruto Kg 13.5*

*Dimensiones embalaje largo 48 cm. Ancho 45 cm. Alto 41*

*Ambiente de funcionamiento °C + 3°C.....+ 35°C*

*Distancia de las paredes cm 20*

**DATOS Y CARACTERÍSTICAS DEL RECIPIENTE A PRESION**

*N° de serie recipiente, N° de serie de la puerta N° mes, N° año*

*Presión máx. de trabajo 2,2 bar*

*Temperatura máx. de trabajo: 160°C*

*Presión mín. de trabajo: 1.5 bar*

*Presión de prueba: 3 bar*

	ELABORO	VERIFICO	APROBO
NOMBRE	O. MOSQUERA	D.T. ROCIO ZAMBRANO	GTE. GUSTAVO VERGARA
FIRMA			
FECHA			