

1. Especificaciones:

- 1.1. Elaborado de pulpa de papel craft.
- 1.2. Grado médico para aumentar la flexibilidad, es suave y durable.60grs x mt²
- 1.3. Adecuado para esterilización con vapor, óxido de etileno EO, y radiación

2. Características:

Tamaños:

50cm x 50cm

50cm x 100cm

El material es papel crepado estándar

Es impermeable, resistente a bacterias, cumple ISO 11607 y EN868, se puede usar en plegado en carros, salas de operación y áreas asépticas.

El método de esterilización que se puede usar: alta temperatura, alta presión, plasma

